

Fiche synoptique

- 1** Remplir une « fiche patient » pour toute personne demandant un renseignement sur l'affiche ou le flyer et la compléter en sa présence
- 2** Une réponse « non » oblige à la sortie de l'étude ; garder cependant la feuille qui nous permettra de comptabiliser les refus
- 3** Vérifier les critères d'inclusion et attribuer alors « un numéro patient » : « code ou nom pharmacie + 001 ;...002 ; »
- 4** Faire compléter le questionnaire Q1, à l'officine
- 5** Faire signer le consentement (garder la feuille)
- 6** Remettre un appareil d'Automesure, identifié par une lettre (A, B, C...) et la reporter sur le questionnaire Q1 avec la date de remise
- 7** Éducation du patient : mode de fonctionnement de l'appareil, « règle des 3 », calcul des moyennes, cible : PAS < 135 mm Hg et PAD < 85 mm Hg
- 8** remettre une feuille de relevé des valeurs des AMT, qui doit comporter le « numéro patient »
- 9** Remettre les autres documents sur l'AMT
- 10** Au retour du patient, calculer la moyenne des PAS et la moyenne des PAD (vérifier celle calculée par le patient)
 - a) PAS < 135 et PAD < 85 ; sortie de l'étude
 - b) PAS > ou = 135 et /ou PAD > ou = 85 poursuivre
- 11** Proposer l'entretien avec l'interne, noter si acceptation ou refus ;
- 12** Remettre la lettre Q2 au patient, sans omettre de reporter le « numéro patient »