



▶ Vidéo d'utilisation du produit

BP B3 AFIB



Validé cliniquement
BHS protocol: A/A

Tensiomètre avec détection des risques d'AVC



Détection des risques d'AVC

Haute précision dans la détection de la fibrillation auriculaire (AF) permettant une meilleure prévention des AVC



Microlife Average Mode (MAM)

3 mesures successives, en moins de 3 mn et en un seul clic



Détection des arythmies

La technologie IHB permet d'alerter en cas de détection d'éventuelles arythmies cardiaques.

Caractéristiques

- Brassard souple lavable M-L (22-42cm)
- Grand écran
- IHB: détection des battements de cœur irréguliers
- Gentle+: contrôle de la pression de gonflage pour plus de confort
- Indicateur de bon positionnement du brassard
- Echelle couleur OMS pour une bonne interprétation des mesures
- 99 mesures mémorisées
- Moyenne de toutes les mesures enregistrées.
- Réglage date et heure
- Indicateur de niveau des piles
- Possibilité d'utiliser des piles rechargeables

www.microlife.fr/b3-afib